

DataPhysics Instruments GmbH · Raiffeisenstraße 34 · DE-70794 Filderstadt

Universität Bayreuth

Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Lehrstuhl Biofabrikation Ludwig Thomas Straße 36 b

95440 Bayreuth

Angebot

Nummer: 1016480

Datum: 03.10.2018

Ihre Kunden-Nr.: 100224

Anfragedatum: 03.10.2018

Ihr Ansprechpartner/in: Dr. Peter Oberschachtsiek

Telefon: +49711770556-52

email: p.oberschachtsiek@dataphysics.de

Sehr geehrter Herr Prof. Ionov,

nachstehend erhalten Sie ein Angebot über ein OCA 15LJ Kontaktwinkelmessgerät mit Doppel-Direktdosierung, Software und einer Kippvorrichtung

Pos	Artikel-Nr.	Menge	USt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Bezeichnung		[%]	netto [EUR]	[EUR]
1	2001223	1,0 St.	19,0	8.568,00	8.568,00
	OCA 15L I			- 25.00 % Rabatt	2.142.00

Videogestütztes, optisches Kontaktwinkelmessgerät

Für die softwaregesteuerte Messung und Auswertung des statischen und dynamischen Kontaktwinkels nach der "Sessile & Captive Drop-Methode" sowie der Geometrie hängender Tropfen nach der "Pendant Drop-Methode".

Zur Bestimmung des Benetzungsverhaltens an Festkörperoberflächen, der freien Oberflächenenergie von Festkörpern und deren Komponenten und zur Berechnung der Oberflächen- und Grenzflächenspannung aus der Tropfenkonturanalyse. Alle softwareabhängigen Funktionen nur in Verbindung mit den entsprechenden optionalen Softwarepaketen SCA xx.

Bestehend aus:

- Basismodul mit Messtisch und Aufnahme für die Optik, die Beleuchtungselektronik und das Dosiersystem
- Probentisch manuell horizontal verschiebbar und vertikal (Z-Achse) präzise einstellbar mittels Handrad
- Objektivträger mit einstellbarem



Angebot

 Nummer:
 1016480

 Datum:
 03.10.2018

 Seite:
 2 von 7

Pos Artikel-Nr. Menge USt. Einzelpreis Gesamtpreis

Bezeichnung [%] netto [EUR] [EUR]

Beobachtungswinkel

- Hochleistungs-Messobjektiv mit 6-fach Zoom und stufenloser Innenfokussierung
- Videomess-System
- LED-Beleuchtung mit manuell und Software-seitig einstellbarer Intensität inklusive automatischer Temperaturdrift-Kompensation
- Netzteil
- Verbindungskabel

Technische Daten:

- Abmessungen Probentisch: 100 x 100 mm
- Maximale Probenabmessungen (LxBxH): 220 x $^2\,$ x 70 mm
- Max. Probengewicht: 3,0 kg; 15,0 kg geklemmt
- Verfahrweg Probentisch (x y z): 110 x 90 x 42 mm
- Abmessungen Gerät (LxBxH): 550 x 160 x 365 mm
- Gewicht: 14 kg
- Optik: 6-fach Zoom mit integrierter Fokussierung (± 6 mm) und
- USB 3.0 Kamera, max. Auflösung 2048 x 1088 Pixel, max. Bildaufnahmerate 2450 Bilder/s
- Sichtbereich: 2.50 x 1.32...16.09 x 8.54 mm²
- Messbereich Kontaktwinkel: 0...180°; ±0,1°

Messgenauigkeit des Videosystems;

- Messbereich Oberflächen- und

Grenzflächenspannung: 0,01...2000 mN/m; ±0,01

mN/m Auflösung

- Netzteil: 100...240 VAC; 50...60 Hz; 70 VA

Preis Position 1 6.426,00

2 2000875 1,0 St. 19,0 3.271,00 3.271,00

DD-DM - 25,00 % Rabatt 817,75

Doppel-Dosiersytem direkt



Preis Position 2

- 25,00 % Rabatt

2.453,25

784,00

Angebot

 Nummer:
 1016480

 Datum:
 03.10.2018

 Seite:
 3 von 7

Pos Artikel-Nr. Menge USt. Einzelpreis Gesamtpreis

Bezeichnung [%] netto [EUR] [EUR]

Für die Verwendung mit Standard- und Einmal-Spritzen und Kanülen in Verbindung mit zwei elektronischen Spritzenmodulen ESr.
Es ermöglicht die direkte Flüssigkeitsdosierung ohne Dosierschläuche. Zur Montage auf das Dosierjoch eines beliebigen OCA Messgerätes.
Bestehend aus zwei Dosierhaltern und zwei Spritzenmodulträgern mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale
Spritzenmodulpositionierung und zwei Verbindungskabeln.

3 2001076 2,0 St. 19,0 1.568,00 3.136,00

Elektronisches Spritzenmodul

Für den Einsatz mit den Direkt-Dosiersystemen, erweiterbar zum Nanodrop Dosiersystem Motorisch betrieben und softwaregesteuert

Bestehend aus:

ESr-N

- Spritzenmodul
- gasdichter Spritze (500 µl) DS 500/GT
- Dosierkanüle SNS 052/026
- Adapter für Einwegspritzen ADAPT DS-D 1000
- 2 Einwegspritzen (1000 µI) aus Set DS-D 1000 SF
- 1 Einweg-Dosierkanüle aus Set SNS-D 051/025
- 1 Einweg-Dosierkanüle aus Set SNP-D 165/136

Technische Daten:

- Verfahrgeschwindigkeit: 0.2 μ m/s ... 10 mm/s; \pm 0,1 μ m/s
- Dosierrate: 0,01 ... 5,28 µl/s mit DS 100/GT

 $0.01 ... 26.39 \mu l/s mit DS 500/GT$

 $0.02 ... 52.82 \mu l/s mit DS 1000/GT$

0,02 ... 55,30 $\mu l/s$ mit DS-D 1000



- 25,00 % Rabatt

210,00

210,00

Angebot

 Nummer:
 1016480

 Datum:
 03.10.2018

 Seite:
 4 von 7

Pos Artikel-Nr. Menge USt. Einzelpreis Gesamtpreis

Bezeichnung [%] netto [EUR] [EUR]

- Abmessung (L x B x H): 45 x 55 x 280 mm³

- Stromversorgung: 24 V; 3 W

Preis Position 3 2.352,00

4 2000248 1,0 St. 19,0 840,00 840,00

SCA 20 Software

Kontaktwinkelmessung

Für die videogestützte Messung von statischen und dynamischen Kontaktwinkeln nach der "Sessile & Captive Drop-Methode" sowie zur Präsentation der Messergebnisse.

Für die Aufnahme und Speicherung von Bildsequenzen zur kontrollierten Auswertung bei schnell ablaufenden Prozessen.

Zur Steuerung der elektronischen Spritzenmodule sowie aller anderen (steuerbaren) Geräte und Zubehör.

Für den Betrieb der SCA Software ist ein PC-System notwendig, auf dem Windows 7, 8 oder 10 fehlerfrei läuft.

Preis Position 4 630,00

- 25,00 % Rabatt

5 2000249 1,0 St. 19,0 840,00 840,00

Berechnung der freien Oberflächenenergie

SCA 21 Software

Berechnung der freien Oberflächenenergie von Festkörpern sowie deren Komponenten (z.B. disperse, polare und Wasserstoffbrücken-Bindungsanteile bzw. Säure-Base-Anteile) nach den Methoden von Wu, Zisman, Owens-Wendt, Extended Fowkes, Schultz 1 + 2, Fowkes, van Oss & Good und Neumann. Berechnung und Darstellung von Wetting Envelope



Angebot

 Nummer:
 1016480

 Datum:
 03.10.2018

 Seite:
 5 von 7

Pos Artikel-Nr. Menge USt. Einzelpreis Gesamtpreis

Bezeichnung [%] netto [EUR] [EUR]

und Adhäsions-Kontaktwinkel-Diagrammen. Statistische Auswertungen und Fehleranalysen.

Nur lauffähig mit SCA 20

6 2000250 1,0 St. 19,0 840,00 840,00

SCA 22 Software

Ober- und Grenzflächenspannung; Pendant Drop Für die Berechnung und Präsentation der Oberflächenund Grenzflächenspannung von Flüssigkeiten, sowie deren disperse und polare Komonenten, aus der Tropfenkontur (Pendant Drop-Methode). Statistische Auswertungen und Fehleranalysen Nur lauffähig mit SCA 20

Preis Position 6 630,00

Preis Position 5

- 25.00 % Rabatt

630,00

210.00

7 2001044 1,0 St. 19,0 6.210,00 6.210,00 TBU 100 - 25,00 % Rabatt 1.552,50

Elektronische Kippvorrichtung

Die TBU 100 erlaubt die elektromotorische, softwaregesteuerte Verkippung des Gerätes um bis zu 100°.

Zur Messung des Fortschreit- und Rückzugswinkels sowie des Abrollwinkels von liegenden Tropfen (Sessile Drop).

In Verbindung mit der SCA 20 Software

- Automatische Basislinienerkennung
- Automatische Bestimmung von Kippwinkel und Fortschreit- und Rückzugs-Kontaktwinkel (CA = 0...180°)



Angebot

 Nummer:
 1016480

 Datum:
 03.10.2018

 Seite:
 6 von 7

Pos Artikel-Nr. Menge USt. Einzelpreis Gesamtpreis

Bezeichnung [%] netto [EUR] [EUR]

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H): 1010 x 345 x 420 mmHöhe mit OCA: 131 mm + OCA-Höhe [mm]

- Gewicht: 25 kg

- Kippwinkelbereich: -5° - 95°

- Kippgeschwindigkeit: 0,12°/s - 12°/s

Empfohlenes Zubehör STC 100

Preis Position 7 4.657,50

Bruttobetrag	Nettobetrag	USt-Betrag	USt-Satz
[EUR]	[EUR]	[EUR]	[%]
21.156,71	17.778,75	3.377,96	19,0
21.156,71	17.778,75	3.377,96	Gesamtbetrag

Zahlungsbedingung: 30 Tage netto. Lieferart: Spedition

Lieferbedingung: Unverpackt ab Werk

Liefertermin:

Innerhalb von 2 - 3 Wochen nach Auftragseingang.

Angebotsgültigkeit:

Dieses Angebot gilt für den Zeitraum von 60 Tagen.

Allgemeine Bedingungen:

Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen" für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie (Ausgabe Januar 2002). Der Gewährleistungszeitraum wird hiervon abweichend für 24 Monate vereinbart.

Bei Rückfragen zu unserem Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer, Herrn Dr. Oberschachtsiek, Tel. Nr. 0711-770556-52.



Ar	าต	le	b	O	t

 Nummer:
 1016480

 Datum:
 03.10.2018

 Seite:
 7 von 7

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen DataPhysics Instruments GmbH

N. Langer i.V. Dr. P. Oberschachtsiek

Dieses Angebot wird elektronisch übermittelt und ist ohne Unterschrift gültig.